


赤ワイン

STQ-GC-B1法 (全自動固相抽出装置ST-L400)


前処理フロー

試料採取 10 g ※ ACN : アセトニトリル
 ─ 添加 2 ppm 混合標準溶液 100μL
 混和
 ─ 添加 アセトニトリル 10 mL
 混和
 ─ 添加 塩化ナトリウム 1 g
 ─ 添加 クエン酸3Na2水和物 1 g
 ─ 添加 クエン酸水素2Na1.5水和物 0.5 g
 振とう溶解 10秒
 ─ 添加 無水硫酸マグネシウム 4 g
 振とう 1分
 遠心分離 3,500 rpm, 5分

繰り返し抽出定容法




ACN層抽出液




実験方法

- 添加濃度 (試料中) : 0.02 ppm
- 最終バイアル中濃度 : 5 ppb
- 標準溶液 : *いずれも林純薬工業製
 ・PL2005農薬GC/MS MIX- I, II, III, IV, V, VI, 7
- 検量線 :
 ・1点 : 5ppb (PEG共注入標準溶液、直線検量線)
 ・20ppbフェナントレン体/20ppmPEG /混合標準溶液 (アセトン-ヘキサン)
 *フェナントレン体は装置の感度確認 (定量値補正なし)

● 使用機器 :



遠心分離後



精製後の固相

前処理ポイント

試料を直接固相に負荷すると疎水性農薬の回収率が低下します。ACN抽出した場合、遠心後のACN層が10mLを超えるので繰り返し抽出定容法を行います。

結果

繰り返し抽出定容法により対象成分353成分のうち335成分で良好な回収率と再現性が得られました。



全自動固相抽出装置
ST-L400
For STQ Method

Sample



Information

主な原材料
濃縮還元ぶどう果汁 (外国産)
アルコール 11 %
水分含量 88.7%
【出典】
食品成分データベース
<http://fooddb.mext.go.jp/>

Key Word

残留農薬分析
STQ法
自動前処理装置
固相抽出

AiSTI SCIENCE

Product

LVI-S250
ST-L400
Smart-SPE C18-30
Smart-SPE C18-50
Smart-SPE PSA-30

株式会社アイステイサイエンス
www.aisti.co.jp
お問い合わせ先
TEL. 073-475-0033
E-Mail; as@aisti.co.jp

No.	化合物名	回収率 (%)	RSD (%)	No.	化合物名	回収率 (%)	RSD (%)	No.	化合物名	回収率 (%)	RSD (%)	No.	化合物名	回収率 (%)	RSD (%)
1	Acetochlor	86	3.3	91	Cypermethrin-3	76	2.9	181	Fluthiacet-Methyl	68	4.5	271	Prohydrojasmon-1	82	3.2
2	Acrinathrin	67	3.1	92	Cypermethrin-4	76	1.1	182	Flutolanil	79	2.5	272	Prohydrojasmon-2	89	4.1
3	Alachlor	87	4.4	93	Cyproconazole-1	86	1.8	183	Flutriafol	58	4.8	273	Propetryn	84	2.0
4	Allethrin-1,2	83	3.6	94	Cyproconazole-2	79	1.9	184	Fluvalinate-1	82	3.0	274	Propachlor	83	3.6
5	Allethrin-3,4	77	4.7	95	Cyprodinil	84	0.9	185	Fluvalinate-2	78	5.1	275	Propanil	83	9.9
6	Allidochlor	44	7.6	96	DCIP	76	5.1	186	Folpet ²⁾	60	分解	276	Propaphos	87	3.3
7	Ametryn	85	2.7	97	Deltamethrin	80	2.9	187	Fonofos	83	3.6	277	Propargite-1,2	78	1.3
8	Anilofos	88	2.6	98	Demeton-S-Methyl	82	4.6	188	Formothion	61	3.6	278	Propazine	89	1.4
9	Atrazine	88	3.5	99	Dialifos	81	1.2	189	Fosthiazate-1	83	3.4	279	Propiconazole-1	115	3.3
10	Azaconazole	77	2.5	100	Di-Allate-1	82	3.7	190	Fosthiazate-2	81	3.3	280	Propiconazole-2	84	4.5
11	Azamehthiphos	75	7.6	101	Di-Allate-2	87	7.1	191	Fthalide	87	3.3	281	Propoxur	81	2.4
12	Azinphos-Ethyl	84	2.7	102	Diazinon	85	2.5	192	Furametpyr	84	3.9	282	Propyzamide	85	2.3
13	Azinphos-Methyl	84	2.7	103	Dichlobenil	80	4.0	193	Furametpyr (Metabolite)	74	1.5	283	Prothiofos	68	3.4
14	Benalaxyl	85	1.2	104	Dichlobutrazol	76	2.5	194	Furilazole	86	2.0	284	Pyraclofos	88	6.1
15	Benfluralin	75	3.2	105	Dichlofenthiol	79	1.5	195	Halfenpropr	70	1.3	285	Pyraclostrobin	81	5.2
16	Benfuratese	88	2.5	106	Dichlofluanid ²⁾	64	分解	196	Hexaconazole	81	1.8	286	Pyriminobac-Methyl-E	83	0.6
17	Benoxacor	86	2.8	107	Dichlofluanid (Metabolite)	72	3.6	197	Hexazione	67	2.7	287	Pyrazoxifen	81	1.0
18	Bhc (Alpha)	89	3.9	108	Dichloran	90	1.2	198	Imibenconazole	73	2.3	288	Pyrazoxyfen	80	2.7
19	Bhc (Beta)	85	1.6	109	Dichlorvos	76	1.9	199	Imzamehthabenz-Methyl-1	75	2.8	289	Pyributicarb	77	2.4
20	Bhc (Delta)	87	3.8	110	Diclocymet-1	86	5.3	200	Imzamehthabenz-Methyl-2	76	0.5	290	Pyridaben	75	2.5
21	Bhc (Gamma)	87	0.4	111	Diclocymet-2	86	2.0	201	Indanofan	85	2.5	291	Pyridafenthiol	87	4.9
22	Bifenazate	98	5.9	112	Diclofop-Methyl	81	2.3	202	Indoxacarb	74	0.3	292	Pyrifenoxy-E	80	2.2
23	Bifenox	83	1.2	113	Diethofencarb	84	2.0	203	Iprobenfos	83	1.1	293	Pyrifenoxy-Z	77	4.8
24	Bifenthrin	75	1.6	114	Difenoconazole-1	77	2.7	204	Iprodione	87	3.4	294	Pyrimethanil	85	4.6
25	Biphenyl	75	4.6	115	Difenoconazole-2	77	1.5	205	Iprodione (Metabolite)	97	6.6	295	Pyrimidifen	82	3.5
26	Bitertanol-1	71	5.1	116	Diflufenican	80	2.2	206	Isazophos	89	4.2	296	Pyriminobac-Methyl-E	83	0.6
27	Bitertanol-2 ³⁾	—	—	117	Dimepiperate	83	2.7	207	Isocarboxiphos	85	0.5	297	Pyriminobac-Methyl-Z	83	4.6
28	Bromobutide	84	3.6	118	Dimethametryn	82	1.2	208	Isofenphos	82	0.8	298	Pyriproxyfen	80	2.4
29	Bromoconazole-1	80	1.6	119	Dimethenamid	85	4.5	209	Isofenphos Oxon	80	1.2	299	Pyroquilon	71	4.1
30	Bromoconazole-2	85	3.6	120	Dimethomorph-1	77	4.0	210	Isoprocarb	83	2.8	300	Quinalphos	84	2.1
31	Bromofos Methyl	86	2.4	121	Dimethomorph-2	77	3.8	211	Isoprotthiolane	86	3.0	301	Quinoclamine	75	5.3
32	Bromophos-Ethyl	77	5.0	122	Dimethylvinphos-E	87	2.6	212	Isoxadifen-Ethyl	87	3.2	302	Quinoxifen	85	2.0
33	Bromopropylate	79	1.7	123	Dimethylvinphos-Z	90	3.0	213	Isoxathion	78	2.4	303	Quintozene	79	3.1
34	Bupirimate	83	7.0	124	Diniconazole	76	6.3	214	Kresoxim-Methyl	84	2.4	304	Quizalofop-Ethyl	79	2.7
35	Buprofezin	91	2.8	125	Dioxathion	79	2.0	215	Lenacil	73	3.0	305	Resmethrin-1	74	3.6
36	Butachlor	81	2.0	126	Dioxathion (Decomposite)	82	4.1	216	Leptophos	76	0.5	306	Resmethrin-2	74	2.4
37	Butafenacil	83	2.9	127	Diphenamid	87	1.7	217	Malathion	80	0.1	307	Salithion	87	3.2
38	Butamifos	76	4.0	128	Diphenylamine	90	2.2	218	Mcpa-Thioethyl	80	3.3	308	Silaflofen	74	1.6
39	Butylate	76	4.2	129	Disulfoton	80	2.6	219	MCPB-ethyl	86	2.4	309	Simazine	80	1.3
40	Cadusafos	84	3.3	130	Disulfoton Sulfone	80	2.5	220	Mecarban	77	4.6	310	Simeconazole	85	2.4
41	Cafenstrole	86	3.7	131	Ditalimfos	83	2.5	221	Mefenacet	86	2.8	311	Simetryn	81	3.1
42	Cafentrazone Ethy	80	1.9	132	Dithiopyr	77	3.1	222	Mefenpyr-Diethyl	83	1.0	312	Spirodiclofen	94	1.4
43	Captafol ¹⁾	—	—	133	Edifenfos	91	1.9	223	Mepronil	84	2.4	313	Spiroxamine-1	71	5.3
44	Captan ¹⁾	—	—	134	Endosulfan Sulfate	101	6.3	224	Metaxyl	84	1.4	314	Spiroxamine-2	77	4.9
45	Carbetamide	65	4.3	135	Endosulfan (Alpha)	83	4.9	225	Methacrifos	84	3.4	315	Sulfotep	82	2.8
46	Carbofenotion	76	3.4	136	Endosulfan (Beta)	81	6.9	226	Methidathion	86	1.5	316	Suprofos	79	3.1
47	Carbofuran	86	2.7	137	EPN	79	2.6	227	Methoprene	82	2.9	317	Swep	88	7.7
48	Carboxine	83	1.3	138	Epoxiconazole	84	1.9	228	Methoxychlor	77	2.2	318	TCMTB	66	0.7
49	Chinomethionate	74	3.3	139	EPTC	75	5.4	229	Metolachlor	86	1.4	319	Tebuconazole	87	3.8
50	Chlormethoxylin	77	2.3	140	Esfenvalerate	77	3.3	230	Metominostrobin-E	82	2.2	320	Tebufenpyrad	77	3.8
51	Chlorbenside	77	4.4	141	Espirocarb	79	0.3	231	Metominostrobin-Z	85	2.1	321	Tebupirimfos	80	3.4
52	Chlorbufam	85	1.4	142	Ethalfuralin	77	7.6	232	Metribuzin	77	5.7	322	Tecnazene	77	2.5
53	Chloretoxyphos	75	5.1	143	Ethion	75	4.0	233	Molinat	80	6.2	323	Tefluthrin	75	2.5
54	Chlorfenapyr	76	2.4	144	Ethofumesate	90	2.8	234	Myclobutanil	81	1.8	324	Terbacil	72	0.4
55	Chlorfenson	80	3.0	145	Ethoprophos	86	2.1	235	Napropamide	87	0.8	325	Terbutocarb	78	2.4
56	Chlorfenvinphos-E	84	2.5	146	Ethiochlorzate	55	4.7	236	Nitralin	89	3.9	326	Terbufos	80	5.9
57	Chlorfenvinphos-Z	88	4.9	147	Etobenzanid	86	4.1	237	Nitrofen	77	3.5	327	Terbutryn	89	1.9
58	Chlormefos	81	4.7	148	Etofenprox	77	2.2	238	Nitrothol Isopropyl	81	5.3	328	Tetraclorvinphos	87	5.1
59	Chlornitrofen (CNP)	80	5.0	149	Etoxadole	76	2.5	239	Norflurazon	69	8.8	329	Tetraconazole	81	3.6
60	Chlorobenzilate	86	2.4	150	Etoxadole (Metabolite)	78	1.6	240	Orthophenyl phenol	76	3.5	330	Tetradifon	81	3.3
61	Chloroneb	82	4.4	151	Etridiazole	79	4.0	241	Oxabetrinil	91	1.9	331	Tetramethrin-1	83	3.8
62	Chloropropylate	78	4.7	152	Etrifos	83	2.8	242	Oxadiazon	77	3.4	332	Tetramethrin-2	78	2.6
63	Chlorothal-Dimethyl	82	0.6	153	Famoxadone	77	6.0	243	Oxadixil	72	1.2	333	Thienylchlor	84	2.1
64	Chlorothalonil ²⁾	37	分解	154	Fenamidone	83	3.2	244	Oxpoconazole	78	1.2	334	Thiobencarb	85	2.3
65	Chlorpropham	88	2.4	155	Fenamiphos	83	1.1	245	Oxpoconazole-Formyl	84	3.9	335	Thiometon	92	4.1
66	Chlorpyrifos	80	2.4	156	Fenarimol	80	3.2	246	Oxyfluorfen	77	3.4	336	Tolclofos-Methyl	80	1.6
67	Chlorpyrifos-Methyl	82	5.2	157	Fenbuconazole	72	2.2	247	Paclobutrazol	81	2.0	337	Tolfenpyrad	78	2.1
68	Chlorthiophos-1	75	7.5	158	Fenchlorphos	82	3.0	248	Parathion	79	1.3	338	Tolyluanid (Metabolite)	88	3.6
69	Chlorthiophos-2	76	0.7	159	Fenitrothion	96	2.2	249	Parathion-Methyl	91	0.5	339	Tolyluanid ²⁾	69	分解
70	Chlorthiophos-3	79	0.8	160	Fenothiocarb	85	3.2	250	Penconazole	84	2.5	340	Triadimefon	85	2.6
71	Chlozolinate	83	5.6	161	Fenoxanil-1,2	86	3.6	251	Pendimethalin	80	2.8	341	Triadimenol-1	85	12.4
72	Cinidon-Ethyl	79	2.5	162	Fenoxaprop-Ethyl	78	3.1	252	Pentoxazone	79	1.0	342	Triadimenol-2	74	8.4
73	Cinmethylin	75	2.0	163	Fenoxycarb	76	7.1	253	Permethrin-1	78	2.4	343	Triallat	79	2.6
74	Clofentazine	81	0.8	164	Fenpropathrin	75	2.8	254	Permethrin-2	77	2.2	344	Triazophos	85	5.2
75	Clomazone	86	1.3	165	Fenpropimorph	82	1.0	255	Perrthane	74	2.0	345	Tribuho (DEF)	77	3.6
76	Clomeprop	81	2.1	166	Fensulfotiothion	88	5.2	256	Phenothrin-1	73	7.7	346	Trifloxystrobin	77	1.4
77	Crymidine	29	4.6	167	Fenthion	84	0.9	257	Phenothrin-2	75	2.2	347	Trifluralin	77	5.9
78	Cyanazine	80	4.0	168	Fenvalerate-1	77	3.3	258	Phenthoate	81	2.0	348	Uniconazole P	65	2.5
79	Cyanophenphos	85	3.3	169	Fenvalerate-2	77	3.3	259	Phorate	83	3.1	349	Vinclozolin	92	3.9
80	Cyanophos	86	2.5	170	Fipronil	83	1.8	260	Phosalone	82	2.5	350	XMC	83	2.5
81	Cyflufenamid	81	4.9	171	Flamprop-Methyl	83	2.8	261	Phosmet	79	3.2	351	Xylcarb	84	1.2
82	Cyfluthrin-1	70	0.7	172	Fluacrypyrim	80	1.8	262	Phosphamidon1	81	1.6	352	Zoxamide	81	3.5
83	Cyfluthrin-2	76	2.2	173	Flucythrinate-1	77	2.1	263	Phosphamidon2	82	2.2	353	Zoxamide (Decomposite)	90	5.3
84	Cyfluthrin-3	71	3.0	174	Flucythrinate-2	77	3.6	264	Picolinafen	77	2.7	* 添加濃度：試料中0.02ppm			
85	Cyfluthrin-4	74	2.4	175	Fludioxonil	70	9.6	265	Piperonyl Butoxide	82	2.8	* 添加回収率はn=3の平均値			
86	Cyhalofop-Butyl	79	1.7	176	Flufenpyr-Ethyl	81	2.0	266	Piperophos	81	1.6	* RSD (%)はn=3のため参考値			
87	Cyhalothrin-1	73	1.4	177	Flumiclorac-Pentyl	75	3.7	267	Pirimiphos-Methyl	91	1.8	* PEG共注入標準溶液による絶対検量線を使用			
88	Cyhalothrin-2	73	2.6	178	Flumioxazin	92	6.5	268	Pretlialchlor	80	2.7	* LC対象化合物			
89	Cypermethrin-1	75	2.7	179	Fluquinconazole	82	0.8	269	Procymidone	87	0.9	1) st分解により回収率算出不可			
90	Cypermethrin-2	81	3.3	180	Flusilazole	81	0.8	270	Profenofos	85	5.7	2) マトリクス中で分解			