

# STQ法お試しキット (GC法・LC法)

QuEChERS 法の抽出を用いて、精製に独自の固相カートリッジ (Smart-SPE) を用いた残留農薬一斉分析のための前処理法 STQ 法。「迅速・省溶媒・濃縮操作不要・高精製」の残留農薬一斉分析で国内 No.1 の実績を誇る前処理法がすぐにお試しいただけるキットです。



# STQ 法お試しキット (GC 法・LC 法)



## STQ-GC(B) 法お試しキット

(型番：SS-5030-013)

お試し用価格 21,890 円

■1 キットで 10 検体分がお試しいただけます。

	参考製品名 (単体購入時の製品名)	入数 (本キットでの入数)	参考型番 (単体購入時の型番)
①	遠沈管 PP製 50mL 100本入	10本	SB-3010-009
②	ディスプレイザブルPPリザーバー小セット500本入	30本	SB-6011-005
③	押し出しポンプ 中緑 4本入	1本	SB-4010-004
④	Smart-SPE用アダプタ6個入	2個	SA-2020-003
⑤	試験管小 100本入	2本	SB-3010-001
⑥	メス試験管1&2mL 共栓付 10本入	2本	SB-3011-021
⑦	Smart-SPE C18-50	10個	SA-1110-050
⑧	Smart-SPE PBX-10	10個	SA-1260-010
⑨	Smart-SPE PSA-30	10個	SA-1120-030
⑩	試験管大 10本入	2本	SB-3010-003
⑪	溶液押し出し器20mL 10本入	2本	SB-3020-013
⑫	PPリザーバー大 20本入	2本	SB-3020-011
⑬	クエン酸3Na・2水和物	15g	関東化学37150-00
⑭	クエン酸水素2Na・1.5水和物	10g	関東化学37218-01
⑮	無水硫酸マグネシウム 抽出用	50g	和光純薬137-12335



※ 試薬 (⑬⑭⑮) は写真がありませんが、キットに同梱されております。

## STQ-LC 法お試しキット

(型番：SS-5030-001)

お試し用価格 19,250 円

■1 キットで 10 検体分がお試しいただけます。

	参考製品名 (単体購入時の製品名)	入数 (本キットでの入数)	参考型番 (単体購入時の型番)
①	遠沈管 PP製 50mL 100本入	10本	SB-3010-009
②	ディスプレイザブルPPリザーバー小セット500本入	20本	SB-6011-005
③	押し出しポンプ 中緑 4本入	1本	SB-4010-004
④	Smart-SPE用アダプタ6個入	2個	SA-2020-003
⑤	試験管小 100本入	2本	SB-3010-001
⑥	メス試験管1&2mL 共栓付 10本入	2本	SB-3011-021
⑦	Smart-SPE C18-30	10個	SA-1110-030
⑧	Smart-SPE C18-50	10個	SA-1110-050
⑨	Smart-SPE PSA-30	10個	SA-1120-030
⑩	クエン酸3Na・2水和物	15g	関東化学37150-00
⑪	クエン酸水素2Na・1.5水和物	10g	関東化学37218-01
⑫	無水硫酸マグネシウム 抽出用	50g	和光純薬137-12335



※ 試薬 (⑩⑪⑫) は写真がありませんが、キットに同梱されております。

### 株式会社 アイスティサイエンス



[本社]  
和歌山県和歌山市有本18-3  
TEL 073-475-0033

[東日本営業所]  
埼玉県朝霞市浜崎1丁目1-31 アドバンス610  
TEL 048-424-8384

www.aisti.co.jp Mail: as@aisti.co.jp

#### 【お貸出し品】

固相の連結・取外しに便利な「固相カートリッジ脱着器」及び前処理作業に便利な「残留農薬分析用試験管ラック」はお試しキットご購入時にお貸出し可能です。



価格は全て税込み表示です

2021年04月01日版